

RT-Connect

BIENTÔT DISPONIBLE



Pilotage
mode local

Pilotage
mode à distance

Le logiciel de pilotage de la réfraction à distance NIDEK RT-Connect sur support tablette ou ordinateur a pour but de contrôler à distance la tête de réfraction NIDEK RT-6100 et RT-5100 ainsi que les unités de consultation connectées (comme Affinity, OT-6400 et Synetic).

Son utilisation est destinée à des personnes habilitées et capables de conduire un examen de réfraction subjective dans le but d'établir/vérifier une prescription visuelle : ophtalmologistes, orthoptistes, opticien(ne)s...

Spécifications RT-Connect

Les différentes interfaces

Logiciel	RT-Connect
Accessoires standard	PC NUC Licence d'utilisation du logiciel
Appareils NIDEK compatibles	RT-6100, TS-610, RT-5100
Unités de consultations NIDEK compatibles	Affinity, OT-6400, Syntec

Pilotage mode local



Version tablette

Pilotage mode à distance



Version PC

Nécessite un système de vidéo-conférence (selon spécifications établies par NIDEK SA)



Environnement d'exploitation

Le système d'exploitation des ordinateurs personnels (PC ou tablette) sur lesquels le logiciel doit être installé a pour conditions :

Système d'exploitation	Windows 10 professionnel*
RAM	4 Go minimum
Lecteur de disque dur	64 Go minimum
Afficheur	PC 24 pouces Tablette 10,5 pouces**
Processeur	Core i13
Ports	LAN (pour RT-6100) / convertisseur USB-série (pour RT-5100)
Autres	Clavier, souris (mode à distance) Wifi carte réseau (mode local)

*Microsoft et Windows sont les marques déposées ou les marques commerciales de la firme Microsoft Corp aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

** Non compatible Ipad (Apple)



NIDEK SA
Siège social
Écoparc
9, rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie - France
Tél. : +33 (0)1 49 80 97 97
Fax : +33 (0)1 49 80 32 08
Web : www.nidek.fr

NIDEK SA
Site de conception et de montage
des unités de consultation
Multiparc de Parilly
50, rue Jean Zay
69800 Saint-Priest - France