



No lenses, just PHANTOM™

— Améliore la précision, simplifie le flux de travail et dynamise votre activité.



Véritable réfraction binoculaire open-field (champ ouvert)

PHANTOM™ est un système de réfraction binoculaire open-field (champ ouvert) intégrant à la fois la réfraction objective et subjective.

Grâce à une approche nouvelle et unique de la réfraction, PHANTOM™ offre une expérience innovante et améliorée aux patients comme aux professionnels de la santé visuelle.

Dans un monde en constante évolution, la réfraction doit se réinventer. PHANTOM™ répond aux exigences de gain de temps, de répartition des tâches au sein des équipes et d'automatisation, ouvrant ainsi la voie à la nouvelle génération de la réfraction.

Naturel. Précis. Flux de travail optimisé. Design compact.

PHANTOM™ — le nouveau standard de la réfraction d'aujourd'hui et de demain.

PHANTOM™ révolutionne la réfraction—sans aucun verre devant les yeux. Ce système de réfraction binoculaire open-field offre un examen confortable et d'une grande précision, dans des conditions de vision naturelles.


Une expérience inédite grâce aux « optotypes flottants »

- Les erreurs réfractives sont corrigées grâce à des verres virtuels reproduisant les mêmes propriétés optiques que de véritables verres.
- L'image semble flotter dans l'espace, permettant au patient de réaliser l'examen tout en conservant un regard naturel vers l'avant.
- La réfraction peut être effectuée à la distance de test souhaitée, sans déplacer les optotypes physiques.



Vision naturelle, précision optimale

- Réfraction objective : grâce au test en open-field (champ ouvert), le système réduit la myopie instrumentale, l'instabilité accommodative et les variations de taille pupillaire, offrant ainsi des résultats d'une grande précision dans des conditions visuelles proches de la vision naturelle.
- Réfraction subjective : les tests réalisés en conditions de vision binoculaire garantissent des mesures équilibrées entre les deux yeux et des valeurs très proches de la correction finale



Indications : Dispositif médical de Classe IIa /Certifié par le DEKRA Certification B.V /CE0344

Le PHANTOM est un dispositif qui réalise la réfraction objective et la réfraction subjective des yeux du patient

Informations de bon usage : Dispositif médical destiné aux professionnels de santé.

Les précautions de sécurité et les procédures d'utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l'utilisation de ce dispositif.

Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Fabricant: NIDEK CO.,LTD. Date de dernière mise à jour : avril 2026